



# DAP Flow

Nutriente a base di DAP (diammonio fosfato)

---

## Applicazioni

L'aggiunta di DAP Flow risolve le richieste di azoto dei lieviti in mosti fortemente carenti ( $APA < 80-100 \text{ mg/l N}$ ); in questo caso si consiglia di distribuire la dose in due tempi per evitare un avvio di fermentazione troppo tumultuoso, con rapido aumento dell'alcol e della temperatura, entrambi fonte di stress per lievito.

Si può impiegare nelle riprese fermentative, soprattutto se preceduto da un'adeguata detossificazione del mosto con Polimersei DC o wynTube ProLife.

DAP Flow non contiene solfato di ammonio e può essere impiegato per la produzione di vini biologici.

La praticità di utilizzo lo rende prezioso nelle concitate fasi vendemmiali e in presa di spuma. Particolarmente adatto all'impiego con impianti di dosaggio.

---

## Dosi e modo d'impiego

FA: fino a  $200 \text{ mL/hL}$  (dose max.)  
Presa di spuma: fino a  $60 \text{ mL/hL}$  (dose max.)  
1 L di DAP Flow apportano 500 g di DAP.

APA:  $10 \text{ mL/hL}$  apportano  $10 \text{ mg/L}$  di N.

Aggiungere direttamente alla massa e omogeneizzare.

---

## Confezioni e conservazione

Taniche da 25 kg e fusti da 250 kg.

Nella confezione chiusa il prodotto è stabile nel tempo; conservare a temperatura ambiente ( $5-25^\circ\text{C}$ ). La confezione aperta va richiusa accuratamente e utilizzata nell'arco di pochi giorni.